



STATION ABDOMINALE

CONCEPTION :



- Réalisée en bois pin traité autoclave classe IV - Traitement garantie imputrescible 10 ans
- Pieds en rondin diam. 140mm
- Traverses en section 68x145mm en bois massif
- Planches bois en section 22x145mm
- Lisse en tube galva diam. 50 Epaisseur 2mm
- Boulonnerie galva zinguée incluse.


DIMENSION et Poids :




- L. 2.50 x larg. 1m

ZONE D'IMPACT :

- La zone d'impact doit être au minimum de 1,50m tout autour de l'obstacle



SCELLEMENT :



Réservation : 40x40
Profondeur : 60cm

Attention : Laisser 10cms en dessous du niveau de sol pour remplissage de sable.

OPTIONS :

- Panneau de consigne



En image :



Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55





Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.

(Fissures et fentes - Moisissures etc....)

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes

-